D-ML-13360-01-01
MVZ Labor Passau GmbH
Wörth 15
94034 Passau
Stand: 09.10.2026
Dok. Nr. : 1019753-04

Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie

Untersuchungsart: Agglutinationsteste [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Calprotectin	Stuhl	Latexagglutination	PA-SER.M.0183	X	
Hämoglobin	Stuhl	Latexagglutination Immunoturbidimetry	PA-SER.M.0104.03	X	

Untersuchungsart: Chromatographie - Hochleistungsflüssigkeitschromatographie, Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC, UHPLC) [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
5-OH-Indolessigsäure	Urin	HPLC-ECD	PA-TOX.M.0012.11	X	
Adrenalin	Urin	HPLC-ECD	PA-TOX.M.0011.13	X	
Amiodaron	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-UVD	PA-TOX.M.0008.09	X	
Amitriptylin	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-UVD	PA-TOX.M.0041.09	X	
CoenzymQ10	EDTA-Plasma	HPLC-UVD	SOP-TOX-1018874-1	X	
CDT	Serum	HPLC-UVD	PA-TOX.M.0005.09	X	
Clomipramin	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-UVD	PA-TOX.M.0041.09	X	
Clozapin	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-UVD	PA-TOX.M.0041.09	X	
Desethylamiodaron	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-UVD	PA-TOX.M.0009.07	X	
Desipramin	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-UVD	PA-TOX.M.0041.09	X	
Desmethylclomipramin	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-UVD	PA-TOX.M.0041.09	X	
Desmethylclozapin	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-UVD	PA-TOX.M.0041.09	X	
Desmethyldoxepin	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-UVD	PA-TOX.M.0041.09	X	
Dopamin	Urin	HPLC-ECD	PA-TOX.M.0011.13	X	
Doxepin	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-UVD	PA-TOX.M.0041.09	X	
HbA1c	EDTA-Blut	HPLC-UVD	PA-HAEM.M.0008.01	X	
Homovanillinsäure	Urin	HPLC-ECD	PA-TOX.M.0012.11	X	
Imipramin	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-UVD	PA-TOX.M.0041.09	X	
Maprotilin	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-UVD	PA-TOX.M.0041.09	X	
Metanephrin	Urin	HPLC-ECD	PA-TOX.M.0010.12	X	
Noradrenalin	Urin	HPLC-ECD	PA-TOX.M.0011.13	X	
Normetanephrin	Urin	HPLC-ECD	PA-TOX.M.0010.12	X	
Nortriptylin	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-UVD	PA-TOX.M.0041.09	X	
Trimipramin	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-UVD	PA-TOX.M.0041.09	X	
Vanillinmandelsäure	Urin	HPLC-ECD	PA-TOX.M.0012.11	X	
Vitamin A	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-UVD	PA-TOX.M.0074.04	X	
Vitamin B1 als Thiaminpyrophosphat	EDTA-Blut	HPLC-FLD	PA-TOX.M.0020.11	X	
Vitamin B6 als Pyridoxalphosphat	EDTA-Blut	HPLC-FLD	PA-TOX.M.0020.11	X	
Vitamin C	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-UVD	SOP-TOX-1019787-1	X	**ergänzt 09.10.2026**
Vitamin E	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-UVD	PA-TOX.M.0074.04	X	

Untersuchungsart:

Chromatographie - Flüssigkeitschromatographie (LC) [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
9-OH-Risperidon	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0077.2	X	
10-OH-Carbamazepin (Oxcarbazepin-Metabolit)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Aripiprazol	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0077.2	X	
Brivaracetam	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Carbamazepin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Citalopram	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0078.1	X	
Clozapin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0077.2	X	
Deshydroaripiprazol	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0077.2	X	
Desmethylclozapin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0077.2	X	
Desmethylfluoxetin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0078.1	X	
Duloxetin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0078.1	X	
Escitalopram	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0078.1	X	
Ethosuximid	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Felbamat	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Fluoxetin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0078.1	X	
Gabapentin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Haloperidol	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0077.2	X	
Lacosamid	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Lamotrigin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Levetiracetam (Keppra)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Mirtazapin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0078.1	X	
Analyt (Messgröße)	**Untersuchungsmaterial (Matrix)**	**Untersuchungstechnik**	**Anweisung inkl. Version**	**CE**	**in Haus**
N-Desmethylcitalopram	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0078.1	X	
N-Desmethylmirtazapin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0078.1	X	
N-Desmethylolanzapin	EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0077.2	X	
N-Desmethylsertralin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0078.1	X	
Norquetiapin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0077.2	X	
O-Desmethylvenlafaxin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0078.1	X	
Olanzapin	EDTA-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0077.2	X	
Paliperidon	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0077.2	X	
Paroxetin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0078.1	X	
Perampanel	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Phenobarbital	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Phenytoin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Pregabalin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Primidon	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Quetiapin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0077.2	X	
Risperidon	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0077.2	X	
Rufinamid	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Sertralin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0078.1	X	
Sultiam	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Theophyllin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Topiramat	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Valproinsäure	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	
Venlafaxin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0078.1	X	
Zonisamid	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP-PA-TOX.M.0079.2	X	

Untersuchungsart:
Chromatographie - Gaschromatographie (GC) [Flex A]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
toxikologisches Screening organischer Arznei- und Giftstoffe	Urin	GC-MS	PA-TOX.M.0066.02		X

Untersuchungsart:
Durchflusszytometrie (inkl. Partikeleigenschaftsbestimmungen) [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Differentialblutbild maschinell	EDTA-Blut	Bestimmung zytochemisch-zytometrischer Merkmale	PA-HAEM.M.0009.02	X	
Erythrozyten	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	PA-HAEM.M.0009.02	X	
Großes Blutbild	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	PA-HAEM.M.0009.02	X	
Hämatokrit	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	PA-HAEM.M.0009.02	X	
Kleines Blutbild	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	PA-HAEM.M.0009.02	X	
Leukozyten	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	PA-HAEM.M.0009.02	X	
MCH (Mittleres Zellhämoglobin)	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	PA-HAEM.M.0009.02	X	
MCHC	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	PA-HAEM.M.0009.02	X	
MCV (mittl. Zellvolumen)	EDTA-Blut	Partikelgrößenbestimmung (elektronisch)	PA-HAEM.M.0009.02	X	
RET-He	EDTA-Blut	Bestimmung zytochemisch-zytometrischer Merkmale	PA-HAEM.M.0018.01	X	
Retikulozyten	EDTA-Blut	Bestimmung zytochemisch-zytometrischer Merkmale	PA-HAEM.M.0018.01	X	
Thrombozyten	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	PA-HAEM.M.0009.02	X	

Untersuchungsart:
Elektrochemische Untersuchungen [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Chlorid	Serum, Heparin-Plasma, Urin	Potentiometrie	PA-CHE.M.0044.04, PA-	X	
Kalium	Serum, Heparin-Plasma, Urin	Potentiometrie	PA-CHE.M.0080.04, PA-	X	
Natrium	Serum, Heparin-Plasma, Urin	Potentiometrie	PA-CHE.M.0088.03, PA-CHE.M.0089.03	X	

Untersuchungsart:
Elektrophorese [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Bence Jones Protein	Urin	Immunfixation	PA-SER.M.0092.04	X	
Eiweiß-Elektrophorese	Serum	Kapillarelektrophorese	PA-CHE.M.0139.06	X	
Lipidelektrophorese	Serum	Elektrophorese	PA-SER.M.0122.01	X	

Untersuchungsart:
Koagulometrie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
APC-Resistenz	Citrat-Plasma	Koagulometrie	PA-HAEM.M.0014.01	X	
Fibrinogen	Citrat-Blut, Citrat-Plasma	Koagulometrie	PA-HAEM.M.0007.01	X	
INR	Citrat-Blut, Citrat-Plasma	Koagulometrie	PA-HAEM.M.0005.01	X	
Lupus Antikoagulans	Citrat-Blut, Citrat-Plasma	Koagulometrie	PA-CHE.M.0131.06	X	
Protein S-Aktivität	Citrat-Plasma	Koagulometrie	PA-HAEM.M.0015.01	X	
PTT	Citrat-Blut, Citrat-Plasma	Koagulometrie	PA-HAEM.M.0004.01	X	
Quick	Citrat-Blut, Citrat-Plasma	Koagulometrie	PA-HAEM.M.0005.01	X	
Thrombinzeit	Citrat-Blut, Citrat-Plasma	Koagulometrie	PA-HAEM.M.0016.01	X	

Untersuchungsart:

Ligandenassays [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
ACTH	EDTA-Plasma	CLIA	PA-SER.M.0009.01	X	
Aldosteron	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	PA-SER.M.0011.01	X	
alpha-1-Fetoprotein	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	ECLIA	PA-CHE.M.0005.11	X	
Amphetamin/Ecstasy	Urin	KIMS	PA-TOX.M.0049.04	X	
Androstendion	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	PA-SER.M.0019.01	x	
Anti-Müller Hormon	Serum, Plasma	ECLIA	PA-CHE.M.0151.01	X	
Barbiturate	Urin	KIMS	PA-TOX.M.0050.04	X	
Benzodiazepine	Urin	KIMS	PA-TOX.M.0051.04	X	
Buprenorphin	Urin	EIA	PA-TOX.M.0067.04	X	
CA 125	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	ECLIA	PA-CHE.M.0005.11	X	
CA 15- 3	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	ECLIA	PA-CHE.M.0005.11	X	
CA 19- 9	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	ECLIA	PA-CHE.M.0005.11	X	
CA 72-4	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	ECLIA	PA-CHE.M.0005.11	X	
Calcitonin	Serum	CLIA	PA-SER.M.0007.01	X	
Calprotectin	Stuhl	ELISA /Latexagglutination		X	
Analyt (Messgröße)	**Untersuchungsmaterial (Matrix)**	**Untersuchungstechnik**	**Anweisung inkl. Version**	**CE**	**in Haus**
Cannabinoide	Urin	KIMS	PA-TOX.M.0052.04	X	
CEA	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	ECLIA	PA-CHE.M.0005.11	X	
Cortisol	Serum	CLIA	PA-CHE.M.0011.09	X	
Cortisol freies	Urin	CLIA	PA-CHE.M.0011.09	X	
C-Peptid	Serum	CLIA	PA-CHE.M.0015.08	X	
Cyclosporin (monoklonal)	EDTA-Blut	ECLIA	SOP-PA-SER.M.0025	X	
CYFRA 21-1	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	ECLIA	PA-CHE.M.0005.11	X	
DHEA-Sulfat	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	CLIA	PA-CHE.M.0014.15	X	
Digitoxin	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	CLIA	PA-CHE.M.0013.07	X	
Digoxin	Serum	CLIA	PA-CHE.M.0013.07	X	
Ethylglukuronid	Urin	DRI	PA-TOX.M.0062.04	X	
Fentanyl	Urin	CEDIA	PA-TOX.M.0073.02	X	
Ferritin	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	CLIA	PA-CHE.M.0076.04	X	
Folsäure	Serum	CLIA	PA-CHE.M.0011.09	X	
Freies T3	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	CLIA	PA-CHE.M.0001.09	X	
Freies T4	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	CLIA	PA-CHE.M.0001.09	X	
FSH	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	CLIA	PA-CHE.M.0014.15	X	
Gentamicin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-	KIMS	SOP-PA-TOX.M.0076.1	X	
Holo-Transcobalamin	Serum	ECLIA	PA-SER.M.0028.01	X	
Homocystein	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	CLIA	PA-SER.M.0146.01	X	
Insulin I	Serum	CLIA	PA-CHE.M.0015.08	X	
Kokain-Metab.	Urin	KIMS	PA-TOX.M.0053.04	X	
LH	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	CLIA	PA-CHE.M.0014.15	X	
Methadon-Metab. EDDP	Urin	KIMS	PA-TOX.M.0055.04	X	
NSE	Serum	ECLIA	PA-CHE.M.0005.11	X	
NT-proBNP	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	ECLIA	PA-CHE.M.0135.04	X	
Opiate	Urin	KIMS	PA-TOX.M.0054.04	X	
Ostase	Serum	CLIA	PA-SER.M.0016.01	X	
Östradiol	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	CLIA	PA-CHE.M.0014.15	X	
Parathormon	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	ECLIA	PA-CHE.M.0147.02	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Pregabalin	Urin	HEIA	PA-TOX.M.0068.04	X	
Procalcitonin	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	ECLIA	PA-CHE.M.0152.02	X	
Progesteron	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	CLIA	PA-CHE.M.0014.15	X	
Prolaktin	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	CLIA	PA-CHE.M.0014.15	X	
PSA, freies	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	ECLIA	PA-CHE.M.0005.11	X	
PSA, total	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	ECLIA	PA-CHE.M.0005.11	X	
Renin	EDTA-Plasma	CLIA	PA-SER.M.0127.01	X	
S100	Serum	ECLIA	PA-CHE.M.0137.05	X	
SCC	Serum	ECLIA	PA-SER.M.0027.01	X	
Sexualhorm.bind.Glob	Serum, Heparin-Plasma	CLIA	SOP-SER-1017234-1	X	
ß2-Mikroglobulin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma	CLIA	SOP-PA-SER.M.0015	X	
ß-Crosslaps	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	ECLIA	PA-CHE.M.0009.10	X	
ß-HCG	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	ECLIA	PA-CHE.M.0005.11	X	
Tacrolimus (Prograf)	EDTA-Blut	ECLIA	PA-IMM.M.0077.04	X	
Testosteron	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	CLIA	PA-CHE.M.0014.15	X	
Thyreoglobulin	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	ECLIA	PA-CHE.M.0141.05	X	
Tobramycin	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	homogener Immunoassay (EMIT)	PA-CHE.M.0153.01	X	
TPA	Serum	CLIA	PA-SER.M.0128.01	X	
Troponin I	Serum, Heparin-Plasma	CLIA	PA-CHE.M.0206.03	X	
Tryptase	Serum, Plasma	Fluoreszenzimmunoassay	PA-SER.M.0124.01	X	
TSH basal	Serum	CLIA	PA-CHE.M.0001.09	X	
Vancomycin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	KIMS	SOP-PA-TOX.M.0075.2	X	
Vancomycin	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, Fluorid-	KIMS	SOP-PA-TOX.M.0075.2	X	
Vitamin B12	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	CLIA	PA-CHE.M.0011.09	X	
Vitamin D (1,25-Di-OH)	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	CLIA	PA-SER.M.0014.01	X	
Vitamin D (25-OH)	Serum	ECLIA	PA-CHE.M.0145.06	X	

Untersuchungsart:
Mikroskopie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Differentialblutbild	Ausstrich aus EDTA-, Citrat-Blut,	Hellfeldmikroskopie	PA-HAEM.M.0001.01	X	
Urinsediment	Urin	Hellfeldmikroskop	PA-MIK.M.0084.08	X	
Zelldifferenzierung	Liquor, Punktat	Hellfeldmikroskopie	PA-HAEM.M.0022.01	X	
Zellzahl	Liquor, Gelenkpunktat	Hellfeldmikroskopie	PA-HAEM.M.0022.01	X	

Untersuchungsart:
Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Urinstatus	Urin	Reagenzträger	PA-MIK.M.0084.08	X	

Untersuchungsart:
Sedimentationsuntersuchungen [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Blutsenkung	EDTA-Blut	Sedimentationsuntersuchungen	PA-HAEM.M.0010.01	X	

Untersuchungsart:
Spektrometrie - Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Calcium	Urin	AAS	PA-TOX.M.0032.09		X
Kupfer	Serum, Urin	AAS-Graphitrohr	PA-TOX.M.0001.10		X
Lithium	Serum	AAS	PA-TOX.M.0002.08		X
Selen	Serum	AAS-Graphitrohr	PA-TOX.M.0072.01		X
Zink	Serum	AAS	PA-TOX.M.0004.08		X

Untersuchungsart:
Spektrometrie - Turbidimetrie/Immunturbidimetrie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Albumin	Liquor	Turbidimetrie	SOP-PA-SER.M.0136.01	X	
alpha1-Antitrypsin	Serum	Turbidimetrie	SOP-PA-SER.M.0131.01	X	
alpha1-Mikroglobulin	Urin	Turbidimetrie	SOP-PA-SER.M.138.01	X	
alpha2-Makroglobulin	Urin	Turbidimetrie	SOP-PA-SER.M.0139.01	X	
Apolipoprotein A1	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Turbidimetrie	PA-TOX.M.0070.01	X	
Apolipoprotein B	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-	Turbidimetrie	PA-TOX.M.0071.01	X	
Coeruloplasmin	Serum	Turbidimetrie	SOP-PA-SER.M.0132.01	X	
CRP quant.	Serum, Heparin-Plasma	Turbidimetrie	PA-CHE.M.0054.07	X	
Analyt (Messgröße)	**Untersuchungsmaterial (Matrix)**	**Untersuchungstechnik**	**Anweisung inkl. Version**	**CE**	**in Haus**
Cystatin C	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Turbidimetrie	PA-TOX.M.0059.06	X	
D-Dimere, FibrinogenSpaltprodukte	Citrat-Plasma	Turbidimetrie	PA-HAEM.M.0013.01	X	
Haptoglobin	Serum	Turbidimetrie	SOP-PA-SER.M.0130.01	X	
Lipoprotein (a)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Turbidimetrie	SOP-CHE-1019322-1	X	
Mikroalbumin	Urin	Turbidimetrie	PA-CHE.M.0087.06	X	
Transferrin	Serum, Heparin-Plasma	Turbidimetrie	PA-CHE.M.0093.08	X	

Untersuchungsart:

Spektrometrie - UV/VIS-Photometrie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
ACE	Serum	Photometrie	PA-TOX.M.0061.04	X	
Aethanol	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-	Photometrie	PA-TOX.M.0056.05	X	
Albumin	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0057.04	X	
Alkal.Phosphatase	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0042.07	X	
alpha-HBDH, opt.	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	Photometrie	PA-CHE.M.0053.06	X	
Ammoniak	EDTA-Plasma	Photometrie	PA-TOX.M.0057.06	X	
Antithrombin III	Citrat-Blut, Citrat-Plasma	Photometrie	PA-HAEM.M.0011.01	X	
Bilirubin Ges.	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0037.06	X	
Bilirubin-direkt	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0036.05	X	
Calcium	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0059.06	X	
Cholesterin	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0045.07	X	
Cholinesterase	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0043.06	X	
CK-MB	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	Photometrie	PA-CHE.M.0063.10	X	
CK-NAC	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0046.06	X	
Eisen	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0048.06	X	
Eiweiß	Liquor	Photometrie	PA-CHE.M.0065.03	X	
Eiweiß	Urin	Photometrie	PA-CHE.M.0066.05	X	
Gallensäuren	Serum, Plasma	Photometrie	SOP-CHE-1018945-1	x	
gamma-GT	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0049.06	X	
Gesamt-Eiweiß	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0064.05	X	
GLDH	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	Photometrie	PA-CHE.M.0050.05	X	
Glukose	NaF-Citrat-EDTA-Plasma	Photometrie	PA-TOX.M.0060.06	X	
Glukose	Liquor	Photometrie	PA-CHE.M.0068.04	X	
Glukose	Urin	Photometrie	PA-CHE.M.0069.04	X	
Glukose (nüchtern)	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	Photometrie	PA-CHE.M.0067.05	X	
GOT	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0051.07	X	
Analyt (Messgröße)	**Untersuchungsmaterial (Matrix)**	**Untersuchungstechnik**	**Anweisung inkl. Version**	**CE**	**in Haus**
GPT	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0052.09	X	
Harnsäure	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0070.06	X	
Harnsäure	Urin	Photometrie	PA-CHE.M.0071.05	X	
Harnstoff	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0073.03	X	
Harnstoff	Urin	Photometrie	PA-CHE.M.0074.04	X	
HDL-Cholesterin	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-	Photometrie	PA-CHE.M.0075.05	X	
Kreatinin	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0082.07	X	
Kreatinin	Urin	Photometrie	PA-CHE.M.0083.07	X	
Kreatinin	Urin	Photometrie	PA-TOX.M.0058.04	X	
LDH	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0084.07	X	
LDL-Cholesterin	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0085.04	X	
Lipase	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0086.04	X	
Magnesium	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0132.04	X	
Magnesium	Urin	Photometrie	PA-CHE.M.0133.04	X	
Pankreas-Amylase	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0090.05	X	
Phosphat	Urin	Photometrie	PA-CHE.M.0099.04	X	
Phosphat anorgan.	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0098.05	X	
Protein C-Aktivität	Citrat-Blut, Citrat-Plasma	Photometrie	PA-HAEM.M.0012.01	X	
Saure Phosphatase	Serum	Photometrie	PA-CHE.M.0091.05	X	
Triglyzeride	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	PA-CHE.M.0039.07	X	

Untersuchungsgebiet: Immunologie

Untersuchungsart: Durchflusszytometrie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Anti-Myeloperoxidase-AK	Serum, Plasma	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0100.02	X	
Anti-Proteinase-3-AK	Serum, Plasma	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0101.02	X	
Cardiolipin IgG	Serum, Citratplasma, Heparinplasma	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0099.01	X	
Cardiolipin IgM	Serum, Citratplasma, Heparinplasma	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0099.01	X	
Centromere B	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0101.01	X	
Chromatin	Serum, EDTA-Plasma,	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0101.01	X	
dsDNA	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0101.01	X	
Glomeruläre Basalmembran	Serum	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0100.04	X	
Jo-1	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0101.01	X	
Analyt (Messgröße)	**Untersuchungsmaterial (Matrix)**	**Untersuchungstechnik**	**Anweisung inkl. Version**	**CE**	**in Haus**
Ribosonales Protein	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0101.01	X	
RNP	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0101.01	X	
Scl-70	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0101.01	X	
Sm	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0101.01	X	
SmRNP	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0101.01	X	
ß2-Glycoprotein IgG	Serum, Citratplasma, Heparinplasma	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0099.01	X	
ß2-Glycoprotein IgM	Serum, Citratplasma, Heparinplasma	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0099.01	X	
SS-A	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0101.01	X	
SS-B	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	Durchflusszytometrie	PA-SER.M.0101.01	X	

Untersuchungsart: Elektrophorese [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Immunfixation	Urin, Serum	Immunfixation	PA-SER.M.0093.06	X	
Immunfixation	Serum	Immunfixation	SOP-PA-SER.M.0182	X	
oligokl.IgG	Liquor, Serum	Isoelektrische Fokussierung	PA-SER.M.0076.08	X	

Untersuchungsart: Ligandenassays [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
AAK-Typ M2 AK	Serum, Plasma	ELISA		X	
Anti Gp210	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0120.02	X	
Anti Histone	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0120.02	X	
Anti Intrinsic Factor	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0120.02	X	
Anti MCV	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0120.02	X	
Anti Parietalzellen	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0120.02	X	
Anti Sp100	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0120.02	X	
Anti-Gewebstransglutaminase-AK	Serum, Plasma	Fluoreszenzimmunoassay		X	
Anti-TPO	Serum, Plasma	ECLIA	SOP-CHE-1016054-1	X	
C1q	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0120.02	X	
CCP-AK	Serum, Plasma	ECLIA	PA-CHE.M.0208.02	X	
ECP	Serum	Fluoreszenzimmunoassay		X	
Erythropoietin	Serum	CLIA		X	
Gliadin-AK (deamidiert)	Serum, Plasma	Fluoreszenzimmunoassay		X	
Analyt (Messgröße)	**Untersuchungsmaterial (Matrix)**	**Untersuchungstechnik**	**Anweisung inkl. Version**	**CE**	**in Haus**
IgE ges	Serum	Fluoreszenzimmunoassay		X	
IgE spez.	Serum	Fluoreszenzimmunoassay		X	
IGF-1	Serum	CLIA		X	
IGFBP-3	Serum	CLIA		X	
Immunoblot f. Leberspez. Antigene	Serum, Plasma	Immunoblot	PA-SER.M.0043.08	X	
Interleukin-2-Rezeptor	Serum	CLIA		X	
LC-1 AAK	Serum, Plasma	Immunoblot	PA-SER.M.0043.08	X	
LKM-AAK	Serum, Plasma	Immunoblot	PA-SER.M.0043.08	X	
Pankreas-Elastase 1	Stuhl	CLIA		X	
SLA	Serum, Plasma	Immunoblot	PA-SER.M.0043.08	X	
spez. IgG-Ak	Serum	Fluoreszenzimmunoassay		X	
Thyreoglobulin-AAK	Serum, Plasma	ECLIA	PA-CHE.M.0142.04	X	
TSH-Rezeptor-AAK	Serum	ECLIA	PA-CHE.M.0144.04	X	
Wachstumshormon HGH	Serum	CLIA	PA-SER.M.0012.01	X	

Untersuchungsart:
Mikroskopie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
ANA	Serum	Indirekte Immunfluoreszenz	PA-SER.M.0088.06	X	
Glatte Muskulatur-AK (ASMA)	Serum	Indirekte Immunfluoreszenz	PA-SER.M.0087.07	X	
Mitochondrien-AAK (AMA)	Serum	Indirekte Immunfluoreszenz	PA-SER.M.0087.07	X	

Untersuchungsart:
Spektrometrie - Turbidimetrie/Immunturbidimetrie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
C-3	Serum	Turbidimetrie	SOP-PA-SER.M.0125	X	
C-4	Serum	Turbidimetrie	SOP-PA-SER.M.0126	X	
Freie Leichtketten Typ Kappa	Serum, Urin	Turbidimetrie	SOP-PA-SER.M.0145	X	
Freie Leichtketten Typ Lambda	Serum, Urin	Turbidimetrie	SOP-PA-SER.M.0145	X	
IgA	Liquor	Turbidimetrie	SOP-PA-SER.M.0133.02	x	
IgG	Liquor, Urin	Turbidimetrie	SOP-PA-SER.M.0135.01	x	
IgG-1	Serum	Turbidimetrie	SOP-PA-SER.M.0121	X	
IgG-2	Serum	Turbidimetrie	SOP-PA-SER.M.0121	X	
IgG-3	Serum	Turbidimetrie	SOP-PA-SER.M.0121	X	
IgG-4	Serum	Turbidimetrie	SOP-PA-SER.M.0121	X	
IgM	Liquor	Turbidimetrie	SOP-PA-SER.M.0134	x	
Immunglobulin IgA	Serum, Li-Heparin-Plasma	Turbidimetrie	PA-CHE.M.0079.06	X	
Immunglobulin IgG	Serum, Li-Heparin-Plasma	Turbidimetrie	PA-CHE.M.0077.08	X	
Immunglobulin IgM	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	Turbidimetrie	PA-CHE.M.0078.07	X	
Rheumafaktor RF	Serum	Turbidimetrie	PA-CHE.M.0100.08	X	

Untersuchungsart:
Zellfunktionstests [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Freisetzung von IFN-γ nach Stimulation mit Antigenen von Mycobacterium	Li-Heparin-Plasma	Zytokinfreisetzung, Messung Zytokin mittels CLIA (IGRA)	PA-SER.M.0020.01	X	

Untersuchungsgebiet: Humangenetik

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Eingangsmaterial; ggf. Testmaterial)	Untersuchungstechnik	Anweisung+Version Pipeline/Kit/Panel+Version	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Morbus Bechterew; HLA-B27	EDTA-Blut; DNA	Real-time PCR	SOP-PA-MOD.M.0102.01	X	

Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie

Untersuchungsart:
Agglutinationsteste [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Antistaphylolysin	Serum	indirekte Agglutination	PA-SER.M.0033.04	X	
TPPA T.pall.-Part.Assay	Serum, Plasma (EDTA, Natriumcitrat, Natriumheparin, ACD)	indirekte Agglutination	SOP-SER-101714-2	X	
VDRL- Test	Serum	direkte Agglutination	PA-SER.M.0018.05	X	

Untersuchungsart:
Empfindlichkeitstestungen [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Bakterielle Bindehaut-/Konjunktival-	Kulturmaterial	Agardiffusionstest	PA-MIK.M.0103.07	X	
Bakterielle Urinisolate	Kulturmaterial	Agardiffusionstest	PA-MIK.M.0103.07	X	
Enterococcus spp.	Kulturmaterial	Agardiffusionstest	PA-MIK.M.0103.07	X	
Enterococcus spp., S. agalactiae (Gruppe B-Streptokokken),	Kulturmaterial	MHK-Bestimmung (im flüssigen Medium)	PA-MIK.M.0104.04	X	
gram-neg. Stäbe (Enterobacteriaceae,	Kulturmaterial	MHK-Bestimmung (im flüssigen	PA-MIK.M.0104.04	X	
gramnegative Stäbchen	Kulturmaterial	Agardiffusionstest	PA-MIK.M.0127.01	X	
Analyt (Messgröße)	**Untersuchungsmaterial (Matrix)**	**Untersuchungstechnik**	**Anweisung inkl. Version**	**CE**	**in Haus**
Haemophilus spp.	Kulturmaterial	Agardiffusionstest	PA-MIK.M.0103.07	X	
High-Level Aminoglykosid-Resistenz (Hochresistenz)	Kulturmaterial	Kultur, automat. Detektion	PA-MIK.M.0104.04	X	
MHK Ceftriaxon	Kulturmaterial	Agargradientendiffusionstest (E-test)	PA-MIK.M.0079.03	X	
MHK Meropenem	Kulturmaterial	Agargradientendiffusionstest (E-test)	PA-MIK.M.0079.03	X	
MHK Metronidazol	Kulturmaterial	Agargradientendiffusionstest (E-test)	PA-MIK.M.0079.03	X	
MHK Mupirocin	Kulturmaterial	Agargradientendiffusionstest	PA-MIK.M.0079.03	X	
MHK-Ampicillin	Kulturmaterial	Agargradientendiffusionstest (E-test)	PA-MIK.M.0079.03	X	
MHK-Colistin	Kulturmaterial	Mikrobouillondilution	PA-MIK.M.0126.01	X	
MHK-Penicillin	Kulturmaterial	Agargradientendiffusionstest	PA-MIK.M.0079.03	X	
MHK-Vancomycin	Kulturmaterial	Agargradientendiffusionstest	PA-MIK.M.0079.03	X	
Neisseria gonorrhoeae	Kulturmaterial	Agardiffusionstest	PA-MIK.M.0103.07	X	
Sonstige aerobe gram-pos. Kokken/Stäbe	Kulturmaterial	Agardiffusionstest	PA-MIK.M.0103.07	X	
Staphylococcus spp.	Kulturmaterial	Agardiffusionstest	PA-MIK.M.0103.07	X	
Staphylococcus spp.	Kulturmaterial	MHK-Bestimmung (im flüssigen	PA-MIK.M.0104.04	X	
Staphylococcus spp.	Kulturmaterial	Breakpoint Methode (Oxacillinscreening Test)	PA-MIK.M.0110.06	X	
Streptococcus pneumoniae	Kulturmaterial	Agardiffusionstest	PA-MIK.M.0103.07	X	

Untersuchungsart:
Erregerdifferenzierung/-identifizierung/-typisierung [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Aktinomyzeten	Humanes Untersuchungsmaterial	biochemisch	PA-MIK.M.0071.02	X	
Anaerobe Keime	Wundabtrich, Blut, Gewebe, OP-	biochemisch	PA-MIK.M.0074.04	X	
Bakterien	Bakterien-Kultur	MALDI-TOF-MS	PA-MIK.M.0119.01	X	
Bakterien	Kulturmaterial	biochemisch	PA-MIK.M.0008.01	X	
Bakterien	Kulturmaterial	biochemisch	PA-MIK.M.0007.02	X	
Bakterien	Kulturmaterial	biochemisch, immunologisch	PA-MIK.M.0006.03	X	
C. diphtheriae	Ohr-, Nasen-, Wundabstrich	biochemisch	PA-MIK.M.0071.02	X	
C. diphtheriae, Nachweis grampos.	Ohr-, Nasen-, Wundabstrich	biochemisch	PA-MIK.M.0071.02	X	
Campylobacter	Stuhl	biochemisch	PA-MIK.M.0112.03	X	
Analyt (Messgröße)	**Untersuchungsmaterial (Matrix)**	**Untersuchungstechnik**	**Anweisung inkl. Version**	**CE**	**in Haus**
Dermatophyten	Haut-, Nagelgeschabsel	biochemisch	PA-MIK.M.0094.04	X	
EPEC (Dyspepsie-Coli)	Stuhl	biochemisch	PA-MIK.M.0112.03	X	
Gardnerella	Vaginal-, Cervikal-, Urethralabstrich	biochemisch	PA-MIK.M.0111.02	X	
gramnegative Stäbe	Humanes Untersuchungsmaterial, nicht humanes	biochemisch	PA-MIK.M.0070.03, PA-MIK.M.0104.04	X	
grampositive Kokken	Kulturmaterial	biochemisch	PA-MIK.M.0104.04	X	
grampositive Stäbe incl. Corynebacterium spp.	Ohr-, Nasen-, Wund-Genitalabstrich	biochemisch	PA-MIK.M.0071.02	X	
grampositive Stäbe und anaerobe	Kulturmaterial	biochemisch	PA-MIK.M.0104.04	X	
Gruppenspezifische Kohlenhydrat-	Kulturmaterial	biochemisch	PA-MIK.M.0018.03	X	
Listerien	Blutkultur, Liquor	biochemisch	PA-MIK.M.0071.02	X	
MRGN	Kulturmaterial	biochemisch	PA-MIK.M.0115.02	X	
MRSA	Kulturmaterial	biochemisch	PA-MIK.M.0025.05	X	
MRSA	Kulturmaterial	biochemisch, Breakpoint Methode	PA-MIK.M.0110.06	X	
Mycoplasma hominis	Vaginal-Urethralabstriche, Urin Ejakulat	biochemisch	PA-MIK.M.0027.06	X	
Neisseria spp., Gonokokken	Urethral-, Cervicalabstriche, Blut, Augenabstriche (Neugeborene), Gelenkpunktate	biochemisch	PA-MIK.M.0069.02	X	
Neisseria spp., Meningokokken	Blut, Liquor, Punktate,	biochemisch	PA-MIK.M.0069.02	X	
Neisserien, Haemophile, Campylobacter und andere anspruchsvolle Keime	Kulturmaterial	biochemisch	PA-MIK.M.0104.04	X	
Pilze	Kulturmaterial	MALDI-TOF-MS	PA-MIK.M.0119.01	X	
Pneumokokken, Haemophilus, Moraxella (Branhamella)	Rachen-, Nasen-, Augen-, Ohrabstrich, Sputum, Tracheo-bronchialsekret, Blut, Liquor	biochemisch	PA-MIK.M.0021.01	X	
Salmonellen,Shigellen	Stuhl, Blut, Urin	biochemisch	PA-MIK.M.0026.04	X	
Sprosspilze	Humanes Untersuchungsmaterial, nicht humanes Untersuchungsmaterial	biochemisch	PA-MIK.M.0037.01	X	
Sprosspilze (Hefen)	Kulturmaterial	biochemisch	PA-MIK.M.0104.04	X	
Staphylokokken	Humanes Untersuchungsmaterial, nicht humanes	biochemisch	PA-MIK.M.0072.02	X	
Analyt (Messgröße)	**Untersuchungsmaterial (Matrix)**	**Untersuchungstechnik**	**Anweisung inkl. Version**	**CE**	**in Haus**
Ureaplasma urealyticum	Vaginal-Urethralabstriche, Urin	biochemisch	PA-MIK.M.0027.06	X	
Vibrionen	Stuhl	biochemisch	PA-MIK.M.0112.03	X	
VRE	Kulturmaterial	biochemisch	PA-MIK.M.0116.02	X	
Yersinien	Stuhl, Blut	biochemisch	PA-MIK.M.0112.03	X	

Untersuchungsart:

Kulturelle Untersuchungen [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Aerobe Keime	Humanes Untersuchungsmaterial	unspezifisch	PA-MIK.M.0023.07	X	
Aktinomyzeten	Humanes Untersuchungsmaterial außer Stuhl	anaerobe Atmosph.	PA-MIK.M.0074.05	X	
Anaerobe Keime	Wundabtrich, Blut, Gewebe, OP-	anaerobe Atmosph.	PA-MIK.M.0023.07	X	
Anaerobier	Blut, Liquor, Punktat in	unspezifisch	PA-MIK.M.0038.06	X	
C. diphtheriae	Ohr-, Nasen-, Wundabstrich	spezifisch selektiv	PA-MIK.M.0024.05	X	
Campylobacter	Stuhl	mikroaerophil	PA-MIK.M.0026.04	X	
Clostridium difficile	Stuhl	unspezifisch	PA-MIK.M.0089.03	X	
Corynebacterium spp. und	Ohr-, Nasen-, Wundabstrich	unspezifisch	PA-MIK.M.0024.05	X	
Cryptococcus spp.	Sputum, BAL, Liquor	unspezifisch	PA-MIK.M.0023.07	X	
Dermatophyten	Haut-, Nagelgeschabsel	spezifisch selektiv	PA-MIK.M.0094.04	X	
EPEC (Dyspepsie-Coli)	Stuhl	spezifisch	PA-MIK.M.0026.04	X	
Gardnerella	Vaginal-, Cervikal-, Urethralabstrich	spezifisch selektiv	PA-MIK.M.0027.06	X	
gramnegative Stäbe (Enterobact. u.a.)	Humanes Untersuchungsmaterial	unspezifisch	PA-MIK.M.0023.07	X	
gramnegative Stäbe (Non-Fermenter)	Humanes Untersuchungsmaterial	unspezifisch	PA-MIK.M.0027.06	X	
grampositive Stäbe	Humanes Untersuchungsmaterial	spezifisch selektiv	PA-MIK.M.0071.02	X	
Haemophilus,	Tracheobronchialsekret, Blutkultur,	unspezifisch	PA-MIK.M.0024.05	X	
Keimzahl Mycopl./ Ureapl.	Cervix-, Vaginalsekret	Keimzahlbestimmung	PA-MIK.M.0095.03	X	
Listerien	Blutkultur, Liquor	unspezifisch	PA-MIK.M.0071.02	X	
multiresistente Kokken	Humanes Untersuchungsmaterial	spezifisch selektiv	PA-MIK.M.0025.05	X	
Mycoplasma hominis	Vaginal-Urethralabstriche, Urin Ejakulat	unspezifisch	PA-MIK.M.0027.06	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Mykobakterien	Sputum, Sekrete des Respirations-traktes, Magensaft, Urin, Knochen-	spezifisch selektiv	PA-MIK.M.0004.07	X	
Neisserien, Gonokokken	Urethral-, Cervicalabstriche, Blut, Augenabstriche (Neugeborene),	unspezifisch	PA-MIK.M.0027.06	X	
Neisserien, Meningokok.	Liquor, Rachenabstriche, Sputum,	unspezifisch	PA-MIK.M.0023.07	X	
Pneumokokken	Rachen-, Nasen-, Augen-,	unspezifisch	PA-MIK.M.0024.05	X	
Salmonellen, Shigellen	Stuhl, Blut, Urin	spezifisch selektiv	PA-MIK.M.0026.04	X	
Sprosspilze	Humanes Untersuchungsmaterial	unspezifisch	PA-MIK.M.0023.07	X	
Staphylokokken	Humanes Untersuchungsmaterial	unspezifisch	PA-MIK.M.0025.05	X	
Streptokokken	Humanes Untersuchungsmaterial	unspezifisch	PA-MIK.M.0024.05	X	
Ureaplasma urealyticum	Trachealsekret Neugeborenen	unspezifisch	PA-MIK.M.0027.06	X	
Vibrionen	Stuhl	unspezifisch	PA-MIK.M.0026.04	X	
Yersinien	Stuhl, Blut, Urin	spezifisch selektiv	PA-MIK.M.0026.04	X	

Untersuchungsart:

Ligandenassays [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
AK-Bestimmung	Serum, Liquor	Immunoblot / MikroChip	PA-SER.M.0103.03	X	
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Antikörper-Index(AI)	Serum, Liquor	ELISA	PA-SER.M.0078.04	X	
B. borgdorferi-IgG	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0054.03	X	
B. borgdorferi-IgG I.	Serum	Immunoblot	PA-SER.M.0032.07	X	
B. borgdorferi-IgG-Li.	Liquor	ELISA	PA-SER.M.0078.04	X	
B. borgdorferi-IgM	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0054.03	X	
B. borgdorferi-IgM I.	Serum	Immunoblot	PA-SER.M.0032.07	X	
B. borgdorferi-IgM-Li.	Liquor	ELISA	PA-SER.M.0078.04	X	
B. pertussis-Toxin-IgA	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0063.04	X	
B. pertussis-Toxin-IgA	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0063.04	X	
B. pertussis-Toxin-IgG	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0063.04	X	
Brucella spp.-IgG	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0053.03	X	
Brucella spp.-IgM	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0053.03	X	
Chlamydia pneumoniae IgG	Serum	CLIA	PA-SER.M.0001.06	X	
Chlamydia pneumoniae IgM	Serum	CLIA	PA-SER.M.0001.06	X	
Chlamydia trachomatis IgA	Serum	CLIA	PA-SER.M.0002.05	X	
Chlamydia trachomatis IgG	Serum	CLIA	PA-SER.M.0002.05	X	
Clostridioides difficile GHD-Antigen	Stuhl	CLIA	PA-MIK.M.0121.03	X	
Clostridioides difficile-Toxine A & B	Stuhl	CLIA	PA-MIK.M.0039.06	X	
Entamoeba histolytica/dispar-	Stuhl	ELISA	PA-MIK.M.0012.06	X	
Giardia lamblia-Antigen	Stuhl	ELISA	PA-MIK.M.0013.06	X	
Helicobacter pylori Antigen	Stuhl	CLIA	PA-MIK.M.0122.01	X	
Helicobacter pylori IgA	Serum	Immunoblot	PA-SER.M.0034.09	X	
Helicobacter pylori IgA	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0067.04	X	
Helicobacter pylori IgG	Serum	Immunoblot	PA-SER.M.0034.09	X	
Helicobacter pylori IgG	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0067.04	X	
Helicobacter pylori-Antigen	Stuhl	ELISA	PA-MIK.M.0042.04	X	
Legionella pneumophila 1-7 IgG	Serum, Citrat-Plasma, Heparin-	ELISA	PA-SER.M.0068.05	X	
Legionella pneumophila 1-7 IgM	Serum, Citrat-Plasma, Heparin-	ELISA	PA-SER.M.0068.05	X	
Leptospira IgG	Serum, Heparin-Plasma	ELISA	SOP-SER-1017146-1	X	
Leptospira IgM	Serum, Heparin-Plasma	ELISA	SOP-SER-1017146-1	X	
Mycoplasma pneumoniae IgA	Serum, Plasma	CLIA	PA-SER.M.0061.03	X	
Mycoplasma pneumoniae IgG	Serum, Plasma	CLIA	PA-SER.M.0061.03	X	
Mycoplasma pneumoniae IgM	Serum, Plasma	CLIA	PA-SER.M.0061.03	X	
Tetanusantitoxin	Serum, Plasma	CLIA	PA-SER.M.0064.04	X	
Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Toxoplasma gondii IgG	Serum, EDTA-Plasma, Citrat-Plasma, Heparin-Plasma	ECLIA	SOP-PA-SER.M.0035.01	X	
Toxoplasma gondii IgM	Serum, EDTA-Plasma, Citrat-Plasma,	ECLIA	SOP-PA-SER.M.0035.01	X	
Treponema pallidum	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Ciitrat-Plasma, CPD-Plasma	ECLIA	PA-SER.M.0013.02	X	
Treponema pallidum IgG	Serum	Immunoblot	PA-SER.M.0039.09	X	
Treponema pallidum IgG	Serum, EDTA-Plasma, Citrat-Plasma, Heparin-Plasma	ELISA	PA-SER.M.0094.05	X	
Treponema pallidum IgM	Serum	Immunoblot	PA-SER.M.0039.09	X	
Treponema pallidum IgM	Serum, EDTA-Plasma, Citrat-Plasma,	ELISA	PA-SER.M.0094.05	X	
Verocytotoxin / Shigatoxine 1 & 2	Stuhl	ELISA	PA-MIK.M.0041.04	X	
Yersinien-IgA	Serum	Immunoblot	PA-SER.M.0038.08	X	
Yersinien-IgG	Serum	Immunoblot	PA-SER.M.0038.08	X	

Untersuchungsart:
Mikroskopie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Entamoeba histolytica	Stuhl	Hellfeldmikroskopie	PA-MIK.M.0055.03	X	
Giardia lamblia	Stuhl	Hellfeldmikroskopie	PA-MIK.M.0055.01	X	
Nachweis partieller Säurefestigkeit (mod. Ziehl-Neelsen-Färbung)	Humanmaterial, nicht humanes Untersuchungsmaterial	Hellfeldmikroskopie	PA-MIK.M.0066.02	X	
Nugent-Score	Ausstrich	Hellfeldmikroskopie	PA-MIK.M.0124.01		
orientierende Keimdifferenzierung	Humanmaterial, nicht humanes	Hellfeldmikroskopie	PA-MIK.M.0002.01	X	
Pilzstrukturen im Probenmaterial (Blancophor-Färbung)	Haut-, Nagelgeschabsel, Haare	Fluoreszenzmikroskopie	PA-MIK.M.0094.04	X	
Plasmodiennachweis (Malaria)	Ausstrich	Hellfeldmikroskopie	PA-HAEM.M.0003.01		
Protozoen und Helminthen (intestinale Entwicklungsstadien)	Stuhl	Hellfeldmikroskopie	PA-MIK.M.0055.01	X	
säurefeste Stäbe (Auramin)	Humanmaterial, nicht humanes	Fluoreszenzmikroskopie	PA-MIK.M.0003.03	X	
säurefeste Stäbe	Humanmaterial, nicht humanes	Hellfeldmikroskopie	PA-MIK.M.0001.02	X	
Treponema und Fusobakterien	Tonsillenabstrich	Hellfeldmikroskopie	PA-MIK.M.0063.01	X	
Trichomonaden	Ausstrich	Hellfeldmikroskopie	PA-MIK.M.0098.01	X	

Untersuchungsart:
Molekulargenetische Untersuchungsverfahren und -technik [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Carbapenemase-produzierende Bakterien (CPO), Nachweis und Differenzierung der Beta-Lactamase-/Carbapenemase-Gene KPC, NDM,	Kulturmaterial	Multiplex Real-time PCR	SOP-PA-MOD.M.0100.01	X	
Clostridioides difficile Toxin A/B-Gen	Stuhlsuspension Kulturmaterial	real-time PCR (TaqMan-Sonden)	SOP-PA-MOD.M.0080.02 SOP-PA-MOD.M.0060.02	X	
enterohämorrhagische/enteropathogene Escherichia coli (EHEC/EPEC - Bestätigung u. Differenzierung),	Kulturmaterial	Multiplex Real-time PCR	SOP-PA-MOD.M.0063.02	X	
Gastroenteritis-Panel (Bakterien): Salmonella spp.-DNA, Campylobacter spp.-DNA (C. coli, C. jejuni, C. upsaliensis, C. lari), Shigella spp.-DNA (S. dysenteriae, S. flexneri, S. sonnei, S. boydii), enteroinvasive Escherichia coli-/EIEC-DNA, Yersinia enterocolitica-DNA	Stuhl Erbrochenes	Multiplex Real-time PCR	SOP-PA-MOD-M.0107.01		x
Isolierung bakterieller Nukleinsäuren	Abstrichproben, Stuhl, Liquor, Sputum, Bronchial-/ Trachealsekret,	chaotrope Lyse & Silikaextraktion mit magnetischen Silikapartikeln	SOP-PA-MOD.M.0080.02	X	
Meningitis-/Enzephalitis-Panel (Bakterien): Neisseria meningitidis-DNA, Haemophilus influenzae-DNA, Streptococcus pneumoniae-DNA,	Liquor	Multiplex Real-time PCR	SOP-PA-MOD.M.0080.02 SOP-PA-MOD.M.0087.01	X	
MRSA (MREJ, mecA/mecC)	Nasen-, Rachen-, Nasen-Rachen-Abstrich	Multiplex Real-time PCR	SOP-PA-MOD.M.0108.01	X	
Mycobacterium tuberculosis-Komplex-	Sputum, BAL, Tracheal-/ Bronchial-			X	
Mycobacterium tuberculosis-Komplex-	Sputum	Multiplex Real-time PCR	SOP-PA-MOD.M.0099.01	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus

P. jiroveci-DNA	Mund-/Rachenspüllösung	real-time PCR (TaqMan-Sonden)	SOP-PA-MOD.M.0080.02 SOP-PA-MOD.M.0057.02	X	
Respiratorisches Bakterien Panel: Bordetella pertussis-DNA, Bordetella parapertussis-DNA, Mycoplasma pneumoniae-DNA, Chlamydophila pneumoniae-DNA, Legionella pneumophila-DNA, Streptococcus pneumoniae-DNA, Haemophilus influenzae-DNA	Nasen-/Rachenabstrich, Sputum, BAL	Multiplex Real-time PCR	SOP-PA-MOD.M.0080.02 SOP-PA-MOD.M.0084.01	X	
Respiratorisches Bakterien Panel: Bordetella pertussis-DNA, Bordetella parapertussis-DNA, Mycoplasma pneumoniae-DNA, Chlamydophila pneumoniae-DNA,	Nasen-/Rachenabstrich	Multiplex Real-time PCR	SOP-PA-MOD.M.0109.01	X	
STI Panel (Panel für sexuell übertragbare Infektionen Bakterien/Protozoen):	Urogenitalabstrich, Urin, Ejakulat	Multiplex Real-time PCR	SOP-PA-MOD.M.0080.02 SOP-PA-MOD.M.0101.02	X	
STI Panel (Panel für sexuell übertragbare Infektionen CT/NG): Chlamydia trachomatis-DNA, Neisseria gonorrhoeae-DNA	Vaginalabstrich Endozervikalabstrich Anorektalabstrich Rachenabstrich Urin	Multiplex Real-time PCR	SOP-PA-MOD.M.0076.01	X	
Vancomycin-resistente Enterococcus faecium/faecalis (VRE), Nachweis der Glykopeptid-Resistenzgene vanA/vanB	Kulturmaterial	real-time PCR (TaqMan-Sonden)	SOP-PA-MOD.M.0080.02 SOP-PA-MOD.M.0096.01	X	

Untersuchungsart:
Spektrometrie [Flex A]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Anti-Streptolysintiter quantitativ	Serum, Plasma	Turbidimetrie	PA-CHE.M.0041.07	X	

Untersuchungsgebiet: Virologie

Untersuchungsart:
Ligandenassays [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Adeno-IgA	Serum	ELISA	PA-SER.M.0052.03	X	
Adeno-IgG	Serum	ELISA	PA-SER.M.0052.03	X	
Adeno-IgM	Serum	ELISA	PA-SER.M.0052.03	X	
Anti-HAV (IgG + IgM)	Serum, Plasma	ECLIA	PA-CHE.M.0150.01	X	
Anti-HAV-IgM	Serum, Plasma	ECLIA	PA-CHE.M.0058.08	X	
Anti-HBc	Serum, Plasma	ECLIA	PA-CHE.M.0146.02	X	
Anti-HBc-IgM	Serum, Plasma	ECLIA	SOP-PA-SER.M.0023.01	X	
Anti-HBe	Serum, Plasma	ECLIA	SOP-PA-SER.M.0017.01	X	
Anti-HBs	Serum, Plasma	ECLIA	PA-CHE.M.0149.02	X	
Anti-HCV	Serum, Plasma	CLIA	PA-CHE.M.0058.08	X	
Anti-HCV	Serum, Plasma	Immunoblot	PA-SER.M.0035.08	X	
Anti-HIV1,O,2+p24-Ag	Serum, Plasma	ECLIA	SOP-PA-SER.M.0024.01	X	
Cytomegalie IgG	Serum	ECLIA	SOP-PA-SER.M.0030.01	X	
Cytomegalie IgM	Serum	ECLIA	SOP-PA-SER.M.0030.01	X	
Cytomegalie-Ak IgG	Serum	ECLIA	SOP-PA-SER.M.0030.01	X	
EBV IgG	Serum, Plasma	Immunoblot	PA-SER.M.0097.06	X	
EBV-AK	Serum	CLIA	PA-SER.M.0108.01	X	
Enterovirus IgA	Serum	ELISA	PA-SER.M.0055.03	X	
Enterovirus IgG	Serum	ELISA	PA-SER.M.0055.03	X	
FSME-IgG	Liquor	ELISA	PA-SER.M.0056.03	X	
FSME-IgG	Serum	ELISA	PA-SER.M.0056.03	X	
FSME-IgM	Liquor	ELISA	PA-SER.M.0056.03	X	
FSME-IgM	Serum	ELISA	PA-SER.M.0056.03	X	
Hantavirus IgG	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0105.02	X	
Hantavirus IgG	Serum, Plasma	Immunoblot	PA-SER.M.0106.02	X	
Hantavirus IgM	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0105.01	X	
Hantavirus IgM	Serum, Plasma	Immunoblot	PA-SER.M.0106.02	X	
HBe-Ag	Serum, Plasma	CMIA	PA-SER.M.0017.01	X	
HBsAg	Serum, Plasma	CLIA	PA-CHE.M.0058.08	X	
Hepatitis E Antikörper	Serum	CLIA	PA-SER.M.0102.03	X	
HSV I/II-IgM	Serum	CLIA	PA-SER.M.0021.01	X	
HSV-1/2 IgG	Liquor, Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0107.04	X	
HSV-I-IgG	Liquor	ELISA	PA-SER.M.0078.04	X	
HSV-I-IgG	Serum	CLIA	PA-SER.M.0021.01	X	
HSV-II-IgG	Serum	CLIA	PA-SER.M.0021.01	X	
HSV-II-IgG	Liquor	ELISA	PA-SER.M.0078.04	X	
Analyt (Messgröße)	**Untersuchungsmaterial (Matrix)**	**Untersuchungstechnik**	**Anweisung inkl. Version**	**CE**	**in Haus**
Influenza A IgA	Serum	ELISA	PA-SER.M.0058.03	X	
Influenza A IgG	Serum	ELISA	PA-SER.M.0058.03	X	
Influenza B IgA	Serum	ELISA	PA-SER.M.0058.03	X	
Influenza B IgG	Serum	ELISA	PA-SER.M.0058.03	X	
Masern-IgG	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0059.03	X	
Masern-IgG AK-Index	Liquor, Serum	ELISA	PA-SER.M.0107.01	X	
Masern-IgM	Serum, Plasma	ELISA	PA-SER.M.0059.03	X	
Mumps-IgG	Serum	ELISA	PA-SER.M.0060.03	X	
Mumps-IgM	Serum	ELISA	PA-SER.M.0060.03	X	
Parainfluenza IgA	Serum	ELISA	PA-SER.M.0062.04	X	
Parainfluenza IgG	Serum	ELISA	PA-SER.M.0062.04	X	
Parvo-V.-B19-AK	Serum	CLIA	PA-SER.M.0111.06	X	
Röteln-IgG	Liquor, Serum	ELISA	PA-SER.M.0107.01	X	
RSV-IgA	Serum	ELISA	PA-SER.M.0031.01	X	
RSV-IgG	Serum	ELISA	PA-SER.M.0031.01	X	
Rubella IgG	Serum, Plasma	CLIA	SOP-SER-1017145-1	X	
Rubella IgM	Serum, Plasma	CLIA	SOP-SER-1017145-1	X	
SARS-Cov2 Spike AK	Serum	ECLIA	PA-SER.M.0022.02	X	
Variz.Zost.AK	Serum, Plasma	CLIA	SOP-SER-1017145-1	X	
VZV-IgG	Liquor, Serum	ELISA	PA-SER.M.0107.04	X	

Untersuchungsart:
Molekulargenetische Untersuchungsverfahren und -technik [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Hepatitis B Virus-/HBV-DNA quantitativ	EDTA-Plasma, Serum	Real-time PCR		X	
Hepatitis C Virus-/HCV-RNA quantitativ	EDTA-Plasma, Serum	Real-time RT-PCR		X	
Norovirus-RNA (GG I/II)	Stuhl, Erbrochenes	real-time PCR (TaqMan-Sonden)	PA-MOD.M.0044.04	X	
Norovirus-RNA GG I/II, qualitativ	Stuhl, Erbrochenes	real-time PCR (TaqMan-Sonden)	PA-MOD.M.0077.01	X	
Herpes simplex Virus 1/2-/HSV1/2-DNA (inkl. Differenzierung)	Abstrich, EDTA-Plasma, Serum, BAL, Rachenspüllösung	Multiplex Real-time PCR	SOP-PA-MOD.M.0052.04	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Meningitis-/Enzephalitis-Panel 1 (Viren): Herpes simplex Virus 1-/HSV1-DNA, Herpes simplex Virus 2-/HSV2-DNA, Varicella zoster Virus-/VZV-DNA, Cytomegalievirus-/CMV-DNA,	Liquor	Multiplex Real-time PCR	SOP-PA-MOD.M.0080.02 SOP-PA-MOD.M.0088.01	X	
Meningitis-/Enzephalitis-Panel 2 (Viren): Adenovirus-/AdV-DNA, hum. Parechovirus-/HPeV-RNA, Parvovirus B19-DNA, hum. Enterovirus-/HEV-RNA, Mumpsvirus-RNA	Liquor	Multiplex Real-time (RT-)PCR	SOP-PA-MOD.M.0080.02 SOP-PA-MOD.M.0089.01	X	
Respiratorisches Virus Panel: SARS-CoV-2-RNA (E-/RdRP-Gen), Influenza A Virus-RNA, Influenza B Virus-RNA, Respiratorisches Synzytial Virus-/RSV-RNA	Nasenrachenabstrich	Multiplex Real-time RT-PCR	SOP-PA-MOD.M.0104.01	X	
Respiratorisches Virus Panel: SARS-CoV-2-RNA (S/N- und RdRP-Gen),	Nasenrachen-/Nasopharynxabstrich	Multiplex Real-time (RT-)PCR	SOP-PA-MOD.M.0080.02 SOP-PA-MOD.M.0086.01	X	
Respiratorisches Virus Panel:	Nasen-/Rachenabstrich	Multiplex Real-time (RT-)PCR	SOP-PA-MOD.M.0110.01	X	
Varicella Zoster Virus/VZV-DNA	Abstrich, Bläschensekret, EDTA-Blut, Liquor	Real-time PCR	SOP-PA-MOD.M.0037.03	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Gastroenteritis-Panel (Viren):	Stuhl	Multiplex Real-time (RT-)PCR	PA-MOD-M.0106.01		x

Untersuchungsgebiet: Transfusionsmedizin

Untersuchungsart:
Agglutinationsteste [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	CE	in Haus
Antikörper-Differenzierung	Blut, EDTA-, Citrat-, Heparinblut	indirekte Agglutination	PA-SER.M.0047.09	X	
Antikörpersuchtest (37 Grad-C AHG)	Blut, EDTA-, Citrat-, Heparinblut	indirekte Agglutination	PA-SER.M.0046.10	X	
Antikörper-Titer	Blut, EDTA-, Citrat-, Heparinblut	indirekte Agglutination	PA-SER.M.0047.09	X	
Bestätigung Dweak	Serum, Plasma	indirekte Agglutination	PA-SER.M.0045.14	X	
Blutgruppe AB0	Blut, EDTA-, Citrat-, Heparinblut	direkte Agglutination	PA-SER.M.0045.12	X	
Coombstest direkt	EDTA-Blut	direkte Agglutination	PA-SER.M.0048.09	X	
Coombstest indirekt	Blut, EDTA-, Citrat-, Heparinblut	indirekte Agglutination	PA-SER.M.0046.10	X	
Kälteagglutinine	Serum	direkte Agglutination	PA-SER.M.0050.05	X	
Kälte-Antikörper	Serum, Plasma	direkte Agglutination	PA-SER.M.0046.10	X	
Kell-System	Blut, EDTA-, Citrat-, Heparinblut	direkte Agglutination	PA-SER.M.0045.12	X	
Rhesus-System	Blut, EDTA-, Citrat-, Heparinblut	direkte Agglutination	PA-SER.M.0045.12	X	